

DESDE 1890 EN EL MUNDO · 25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL ·

25



360°

Angela Paredes / Directora  
25 Años en W&H Ibérica



# #Innovación360°

## Ofertas 25 Aniversario

Marzo - Julio 2024

# Instrumental de Clínica

Turbinas y contra-ángulos

- › Luz LED+ neutra, permite realizar una intervención conservadora y mínimamente invasiva.
- › Silencioso, comodidad para usted y sus pacientes gracias a sus solo 59 decibelios.
- › Ergonómico, ligero, y sin vibraciones, la combinación ideal para un trabajo intensivo.
- › Las turbinas W&H disponen de cabezal higiénico<sup>1</sup> y válvula anti-retorno<sup>2</sup> que previenen la infección cruzada.



**¡Gratis!**

**1 Botella de Aceite F1 GRATIS con cada instrumento**

Excepto Kits Cirugía y Plan Renove





**Contra-ángulo WE-99 LED G**

- › Luz LED+ Autogenerada
- › 3 Sprays
- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:4,5



**Contra-ángulo WG-99 LT**

- › Luz barra de vidrio
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:5



**Contra-ángulo WG-99 A**

- › Sin luz
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:5

**835€**

~~1.396€~~

Ref. 10259900

**810€**

~~1.374€~~

Ref. 30007000

**599€**

~~1.048€~~

Ref. 30008000



**Contra-ángulo WE-56 LED G**

- › Luz LED+ Autogenerada
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:1



**Contra-ángulo WG-56 LT**

- › Luz barra de vidrio
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:1



**Contra-ángulo WG-56 A**

- › Sin luz
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:1

**610€**

~~1.036€~~

Ref. 10255600

**540€**

~~1.135€~~

Ref. 30009000

**485€**

~~851€~~

Ref. 30010000



**Turbina Alegra TE-98 LQ+RQ-54**

- › Luz LED+ Autogenerada
- › 3 Sprays
- › Cabezal Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Conexión W&H



**Turbina Vision TK-98 L+RQ-24**

- › Luz anillo LED+ sin sombras
- › 5 Sprays
- › Cabezal Ø11,5mm
- › 24 W / 360.000 rpm
- › Conexión W&H

**690€**

~~1.208€~~

Ref. 99600191

**1.190€**

~~2.063€~~

Ref. 99600021



**Turbina Alegra TE-95 RM**

- › Sin luz
- › Spray simple
- › Cabezal Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Conexión 4 Vías



**Turbina Fusion TG-98 L/LM**

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø11,5mm
- › 21 W / 360.000 rpm
- › Conexión W&H/Multiflex<sup>®\*\*</sup>

**350€**

~~588€~~

Ref. 30075000

**615€**

~~1.087€~~

Ref. 30001000 / 30003000  
TG-98 L/LM

**815€**

~~1.437€~~

Ref. 99600020  
TG-98 L + RQ-24



**José Luis Manzaneque**  
Departamento Comercial  
6 Años en W&H Ibérica



## #Innovación360°

Synea Vision, única turbina del mercado con anillo de luz LED sin sombras

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

<sup>1</sup> Sistema exclusivo W&H patentado en Europa y EEUU <sup>2</sup> En las turbinas con conexión W&H Rotoquick® la válvula anti-retorno se encuentra en el acoplamiento.

\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)

\*\*Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach



DESDE 1890 EN EL MUNDO  
25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL  
W&H

La gama W&H Alegra proporciona Luz LED+ autogenerada permitiendo disponer de luz LED en equipos sin luz

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

Beatriz Romeu  
Atención al Cliente  
16 Años en W&H Ibérica



**Pack 04 Alegra 4 Vías sin Luz**

- Turbina TE-95 RM sin luz
- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

**785€**  
~~1.399€~~

Ref. 99600551

**Pack 01 Synea Fusion Luz LED+**

- Turbina TG-98 L LED+
- Acoplamiento RQ-24
- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz
- P.M. 1:1 HG-43 A sin luz

**1.525€**  
~~2.919€~~

Ref. 99600423

**Pack 02 Synea Fusion Luz LED+**

- Turbina TG-98 L LED+
- Acoplamiento RQ-24
- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

**1.255€**  
~~2.248€~~

Ref. 99600425

**Pack 03 Synea Fusion Multiflex®\*\* Luz**

- Turbina TG-98 LM Luz
- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

**1.045€**  
~~1.898€~~

Ref. 99600552

**Packs Luz LED+ Autogenerada**

Luz para equipos sin luz

**Pack 05 Alegra Luz Autogenerada**

- Turbina TE-98 LQ LED+
- Acoplamiento RQ-54
- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz
- P.M. 1:1 HG-43 A sin luz

**1.445€**  
~~2.690€~~

Ref. 99600189

**Pack 06 Alegra Luz Autogenerada**

- Turbina TE-98 LQ LED+
- Acoplamiento RQ-54
- C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

**1.140€**  
~~2.019€~~

Ref. 99600424

**Pack 07 Alegra Luz Autogenerada**

- Turbina TE-98 LQ LED+
- Acoplamiento RQ-54
- C.A. 1:1 WE-56 LED G LED+

**1.235€**  
~~2.204€~~

Ref. 99600496

## Packs Instrumental de Clínica

Ofertas Especiales



\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)

\*\*Multiflex® es una marca registrada de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach



# Synea Power Edition

para los materiales más duros

Synea Power Edition se ha concebido especialmente para aplicaciones difíciles, como la eliminación de material de caries, cavidades, empastes, coronas y puentes.

Son la solución óptima para los materiales cerámicos como el zirconio, que se utilizan cada vez más en la odontología restaurativa.

**¡Gratis!**

**1 Botella de Aceite F1 GRATIS con cada instrumento**

Excepto Kits Cirugía y Plan Renove

**Nuevo**



## Contra-ángulo WK-900 LT

- › Luz barra de vidrio
- › Revestimiento Anti-arañazos
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

**1.495€**

~~1.772€~~

Ref. 30418000



## Contra-ángulo WG-900 LT

- › Luz barra de vidrio
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

**1.145€**

~~1.352€~~

Ref. 30459000



## Contra-ángulo WG-900 A

- › Sin luz
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

**925€**

~~1.090€~~

Ref. 30460000

synea  
POWER EDITION



**Pablo Ramol**  
Departamento Comercial  
Prophy & Perio Advisor  
3 Años en W&H Ibérica



El nuevo sistema de sujeción de Synea Power Edition, está concebido para aplicaciones con materiales más resistentes

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro



**A su servicio, nuestro experto en Profilaxis**

**Pablo Ramol**  
+34 618 622 175  
pablo.ramol@wh.com

W&H pone a su disposición un experto en profilaxis al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier duda sobre nuestros productos de profilaxis y los distintos tratamientos.

360°

**3**  
Años de\*  
Garantía



## Proxeo Twist WP-66 W

- › Sin luz
  - › Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema LatchShort W&H\*\*

**370€**

~~530€~~

Ref. 10216443

## Contra-ángulo WP-64 MU

- › Sin luz
  - › Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema Screw-in y Snap-on\*\*

**370€**

~~530€~~

Ref. 30189000

\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)

\*\*Copas, cepillos, puntas y/o limas no incluidas



# Mantenimiento Assistina

## Limpieza y lubricación

- › Ahorre gracias al consumo adecuado de lubricante y a una limpieza interna precisa que garantiza la larga vida útil del instrumental.
- › Evite problemas en el proceso de mantenimiento con una limpieza y lubricación automatizada.
- › Asegure la información de sus ciclos para el control de su clínica y la justificación ante inspecciones.



18"

### Assistina ONE

- › Limpieza y lubricación en sólo **18 seg.**
- › Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 2.800 ciclos
- › Incluye adaptador Quick RM y Quick ISO
- › Incluye filtro HEPA

**1.470€**

~~1.810€~~

Ref. 30398003



35"

### Assistina 301 plus

- › Limpieza y lubricación en sólo **35 seg.**
- › Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 7.000 ciclos
- › Incluye adaptador para turbinas fijas o adaptadores con conexión fija de 4 vías

**995€**

~~1.658€~~

Ref. 00030125

Limpieza y lubricación por rotación en solo 35 segundos

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro



# Accesorios Esterilización

Su mejor complemento



**Trazabilidad EliSafe**

- › Impresora de etiquetas
- › 1 Rollo de 2.100 etiquetas y 1 Cinta cera/resina
- › Lector de código de barras
- › Apto para los autoclaves Lina RIK, Lara y Lisa VA 2019

**940€**

~~1.658€~~

Ref. 99600601

**Tratamiento de agua Multidem C27**

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

Capacidad de conducción en agua de entrada**	Multidem C27 Capacidad del filtro
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.

**330€**

~~496€~~

C27 Ref. 19723112

**Unidad de Sellado Seal<sup>2</sup>**

- › Con superficie de trabajo
- › Portarrollos doble
- › Sellado de 12 mm de ancho

**540€**

~~819€~~

Ref. 19722101

Eva Hueso  
Atención al Cliente  
24 Años en W&H Ibérica

\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)

\*\* Las capacidades que se indican se han comprobado y calculado en base a las relaciones habituales de aplicación y de las máquinas. A causa de los factores de influencia externos (como, por ejemplo, la calidad variable del agua bruta y/o tipo de máquina) pueden producirse desviaciones de las presentes indicaciones de aproximadamente +/-10%.





# Esterilizadores Clase B

Tecnología y ecología al mejor precio

Los esterilizadores W&H cuentan con ciclos clase B con cargas de hasta 28 litros, ciclos rápidos que permiten esterilizar entre pacientes y ciclo textil de 121°C para mascarillas y ropa. Incluye conexión de llenado y vaciado automático.



Los esterilizadores incluyen **Formación por Videoconferencia Personalizada**

Gracias a su reducido consumo de agua, de energía y costes de servicio, **los esterilizadores W&H pueden considerarse de los más rentables del mercado.**

**1ª Revisión Técnica a los 4.000 Ciclos o 5 años.**



Esterilizador clase B con ciclo rápido de 28 minutos

## #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro



360°



### LINA 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 3 Bandejas
- › De 7 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Corto ECO B de 28 minutos, con carga de hasta 0,5 kilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 646 P

**4.195€**

~~8.143€~~

Ref. 19952131

**Bartolomé Fernández**  
Técnico ProService  
8 Años en W&H Ibérica



### LARA 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 5 Bandejas con capacidad extra
- › De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › 465 L x 452 H x 646 P

**5.095€**

~~8.765€~~

Ref. 19942129



### LISA 22 litros

- › Pantalla táctil a color Elisense
- › Registro del ciclo
- › 5 Bandejas
- › De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Eco Dry+\*\* de 13 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 634 P

**6.715€**

~~10.349€~~

Ref. 19932180



### LARA XL 28 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro de datos
- › 6 Bandejas
- › De 5 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › Medidas 492 L x 455 H x 614 P

**7.115€**

~~10.234€~~

Ref. 99600600

\* Ciclo rápido

\* Consulte condiciones en wh.com

\*\* El programa Eco Dry+ adapta el tiempo del ciclo a la cantidad de la carga.



DESDE 1890 EN EL MUNDO · 25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL · W&H

3 Años de\* Garantía W&H

El instrumental de cirugía W&H con luz LED+ autogenerada garantiza una calidad LED+ perfecta, tanto si el dispositivo dispone de luz como si no

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro



¡Gratis!



1 Botella de Aceite F1 GRATIS con cada instrumento

Excepto Kits Cirugía y Plan Renove



Ramón Ferrer Técnico ProService 12 Años en W&H Ibérica

**WS-75 LG**  
 › Mini LED+ Autogenerada  
 › Spray externo  
 › Contra-ángulo 20:1  
 › Desmontable

1.310€  
-1.812€

Ref. 30032000

**WI-75 E/KM**  
 › Sin luz  
 › Spray externo  
 › Contra-ángulo 20:1  
 › No desmontable

835€  
-1.233€

Ref. 10207550

**WS-75 L**  
 › Mini LED+ continua  
 › Spray externo  
 › Contra-ángulo 20:1  
 › Desmontable

1.210€  
-1.699€

Ref. 30033000

**S-11 / S-11 LG**  
 › Sin luz / Mini LED+ Autogenerada  
 › Spray externo  
 › Pieza de mano 1:1  
 › Desmontable

835€  
-1.176€

S-11 Ref. 30056000

1.310€  
-1.785€

S-11 LG Ref. 30057000

**WS-91 LG 45°**  
 › Mini LED+ Autogenerada  
 › Spray triple  
 › Contra-ángulo 1:2,7  
 › Desmontable

1.315€  
-1.674€

Ref. 30048000

**ZYGOMA SZ-75**  
 › Sin luz  
 › Spray externo  
 › Pieza de mano 20:1  
 › Desmontable

1.865€  
-2.480€

Ref. 30095000

## Instrumental de Cirugía Mini LED+ Autogenerada

- › Instrumental desmontable que permiten limpiar en profundidad y asegurar una larga vida útil.
- › Los **instrumentos LG**, con luz LED+ autogenerada, garantizan una calidad LED+ perfecta, tanto si el dispositivo dispone de luz como si no.

## Implantmed Classic SI-923

Motor de Implantología



El motor de cirugía mas vendido en el mundo por su sencillez de uso, fiabilidad técnica y funciones específicas como el mecanizado de roscas para su cirugía de implantes.



Implantmed incluye **Formación por Videoconferencia Personalizada**

**Implantmed Classic SI-923 Kit A sin luz**  
 › Implantmed CLASSIC SI-923  
 › Pedal con cable S-N2  
 › NUEVO micromotor SIN luz\*\* EM-19  
 › Contra-ángulo WI-75 E/KM

2.935€  
-4.899€

Ref. 99600494

**Implantmed Classic SI-923 Kit B luz autogenerada**  
 › Implantmed CLASSIC SI-923  
 › Pedal con cable S-N2  
 › NUEVO micromotor SIN luz\*\* EM-19  
 › Contra-ángulo WS-75 LG

3.250€  
-5.418€

Ref. 99600495

\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)

\*\*Micromotor y pedal NO COMPATIBLES con unidades de Implantmed SI-923 anteriores a Octubre de 2018



# EXCLUSIVA MUNDIAL


La única solución 360° del mercado.  
**¡Una compra de presente y futuro!**  
 Solución versátil en las áreas de cirugía oral e implantología.

El nuevo sistema modular de Implantmed Plus y el Módulo Piezomed, junto a la gama de productos de cirugía de W&H, le permitirán adaptar el equipo a sus necesidades de cirugía oral e implantología ahora y en el futuro.

**EXCLUSIVA: TODO EN UNO**  
 Cirugía ósea mínimamente invasiva, preparación del lecho, mecanizado de roscas, inserción del implante, medición de la osteointegración y documentación.



**Módulo Piezomed**  
 Permiten combinar la cirugía piezoeléctrica y la implantología en un solo dispositivo.



**Completa documentación del tratamiento**  
 Almacena todos los valores de la inserción del implante en una unidad USB.



**Micro motores EM-19 EM-19 LC**  
 Pequeños y ligeros, con y sin conexión eléctrica para la luz.



**3 Años de\* Garantía**  
 W&H

**Sergio López**  
 Departamento Comercial  
 Surgical Advisor  
 6 Años en W&H Ibérica



**Instrumental cirugía**  
 La gama más completa.



**Osstell Beacon**  
 Medición de la estabilidad del implante.



**Pedal de control**  
 Inalámbrico o con cable.

**El único sistema que le ofrece TODO EN UNO:**  
 Cirugía oral, implantología y piezocirugía.



Implantmed junto al módulo piezomed ofrece un sistema de cirugía todo en uno único en el mercado

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro





# Implantmed Plus SI-1023

Motor de Implantología

- › Trabaje con potencia 6.2 Ncm y elija las revoluciones que precise de 200 a 40.000 rpm en su tratamiento
- › Evite que se necrose el hueso gracias a la función especial de mecanizado de roscas.
- › Evalúe la estabilidad del implante gracias a la conectividad con Beacon, evaluando los tiempos justos para las carga.
- › Documente todos sus valores de inserción del implante en USB para un tratamiento ajustado y personalizado
- › Disponga de libertad con el pedal inalámbrico.



## Kit C-01 sin luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › Contra-ángulo WI-75 E/KM

**3.735€** **3.210€**

~~5.046€~~

Renove\*

Ref. 99600426

Ref. 99600452



## Kit C-02 con luz LED+ autogenerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › Contra-ángulo WS-75 LG

**4.050€** **3.525€**

~~5.625€~~

Renove\*

Ref. 99600427

Ref. 99600453



## Kit C-03 con luz LED+ continua

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor CON luz EM-19 LC
- › Contra-ángulo WS-75 L

**4.365€** **3.840€**

~~6.086€~~

Renove\*

Ref. 99600428

Ref. 99600454



## Kit W-01 sin luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › Contra-ángulo WI-75 E/KM

**4.050€** **3.525€**

~~5.510€~~

Renove\*

Ref. 99600429

Ref. 99600455



## Kit W-02 con luz LED+ autogenerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › Contra-ángulo WS-75 LG

**4.365€** **3.840€**

~~6.089€~~

Renove\*

Ref. 99600430

Ref. 99600456



## Kit W-03 con luz LED+ continua

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor CON luz EM-19 LC
- › Contra-ángulo WS-75 L

**4.680€** **4.155€**

~~6.551€~~

Renove\*

Ref. 99600431

Ref. 99600457

Catalina García  
Atención al Cliente  
10 Años en W&H Ibérica

Nuevo motor de implantes Implantmed SI-1023 con pedal inalámbrico y documentación integrada USB

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)

Implantmed incluye **Formación por Videoconferencia Personalizada**





# Módulos Piezomed

Plug & Play para Implantmed Plus

**El único sistema que le ofrece TODO EN UNO:**  
Cirugía oral, implantología y piezocirugía.

Adaptado al Nuevo **Reglamento Europeo sobre Dispositivos Médicos (MDR Mayo 2021)**

Los Módulos Piezomed incluyen **Formación por Videoconferencia Personalizada**



DESDE 1890 EN EL MUNDO  
25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL



18W

## Módulo Piezomed Classic

- Microprocesador de última generación
- Potencia 18W
- Pieza de mano sin luz SA-40
- Cambiador de insertos
- 6 líneas de irrigación

**3.250€** **2.750€**

~~4.293€~~

Oferta\*\*

Ref. 90000349 \*\*Al comprarlo junto a **Implantmed Plus**

24W

## Módulo Piezomed Plus


- Microprocesador de última generación
- Potencia 24W
- Pieza de mano con luz SA-40 L
- Detección automática del grupo de potencia del inserto
- Cambiador de insertos
- Librería de insertos
- 6 líneas de irrigación

**4.300€** **3.800€**

~~5.498€~~

Oferta\*\*

Ref. 90000350 \*\*Al comprarlo junto a **Implantmed Plus**



## Kit Insertos Oral Surgery

**Incluye:** Insertos EX1, S1, S2, S3, B3, B7 y caja porta insertos.

**890€**

~~1.189€~~

Ref. 99600599



**Rafael Janer**  
Departamento Comercial  
15 Años en W&H Ibérica



## Nueva línea de irrigación

Línea de irrigación con dos salidas necesaria para el uso conjunto del Módulo Piezomed y de Implantmed Plus.

**77,18€**

Pack de 6 líneas Ref. 08072750

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)



DESDE 1890 EN EL MUNDO  
25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL  
W&H

Piezomed Classic incluye **Formación por Videoconferencia Personalizada**



360°



Piezomed incluye detección automática del inserto garantizando un tratamiento rápido y seguro

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

**Eva Cristina Serrano**  
Técnico ProService  
5 Años en W&H Ibérica



### Pedal S-NW inalámbrico

Sustitución del pedal con cable por pedal inalámbrico al adquirir un PIEZOMED. Permite trabajar también con IMPLANTMED Plus.

**325€\*\***

~~1.376€~~

Ref. 30264001 \*\*Al comprarlo junto a Piezomed

# Piezomed Classic

Motor de cirugía ósea ultrasónica

- › **Detección automática del grupo de potencia del inserto**, rápido y seguro
- › **Función Boost con un 20% de potencia extra** para momentos de necesidad
- › Función drenado automático, optimiza el mantenimiento y permite la irrigación y limpieza de la zona de tratamiento
- › Iluminación perfecta del área de tratamiento gracias al anillo LED

Adaptado al Nuevo **Reglamento Europeo sobre Dispositivos Médicos (MDR Mayo 2021)**



### Kit Bone Cirugía ósea

Insertos para cirugía ósea, corticotomías, split crest, bone grafting, injerto de bloque, remodelación osea: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5



### Kit Special Elevación seno

Insertos para la elevación del seno lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5



### Inserto B6 / B7

Inserto de sierra circular, máxima eficiencia de corte y mínimo grosor (0,25 / 0,30 mm). **PERMITE REALIZAR OSTEOTOMÍAS EN ZONAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO COMPROMETIDO DONDE LAS SIERRAS ESTÁNDAR NO PUEDEN.**

**160€**

~~235€~~

Ref. 07022500 / 07022600

### Piezomed Classic KIT BONE

- › Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- › Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

**5.245€**

~~8.917€~~

Ref. 30078000

### Piezomed Classic KITS BONE y SPECIAL

- › Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- › Kit Special: S1, S2, S3, S4, S5
- › Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

**5.725€**

~~9.725€~~

Ref. 99600498

\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)



# Osstell Beacon

Medición de la estabilidad del implante

Mida y evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración de forma rápida y sencilla gracias a su luz de color en función del valor ISQ. Reduzca los tiempos de tratamiento y evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.

El original, único avalado con **+1.400 estudios científicos**

- › Conozca el valor exacto de la estabilidad del implante
- › Sepa cuando cargar el implante y elegir el protocolo adecuado
- › Trabaje en confianza con carga inmediata y cargue más rápido con seguridad
- › Minimice el factor riesgo del tratamiento
- › Control de Riesgos y Seguridad Médico Legal



Años de\*  
Garantía  
W&H

## SmartPegs Osstell

ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE VALIDADOS\*\* COMO COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OSSTELL

1 CAJA	5 unid.	125€/caja	25,00€/unid.
2 CAJAS	10 unid.	120€/caja	24,00€/unid.
3 CAJAS	15 unid.	110€/caja	22,00€/unid.
<b>4 CAJAS</b>	<b>20 unid.</b>	<b>99€/caja</b>	<b>19,80€/unid.</b>

SMARTPEG DESDE

**19,80€**

DESDE

### SOLICITE SU MODELO

Producto disponible solo en caja de 5 unidades. Las cajas pueden ser de distintos modelos.



DESCARGA GUÍA OSSTELL



## Osstell Beacon

- › Dongle USB para la comunicación Bluetooth
- › 1 dispositivo Osstell TestPeg
- › 1 base del SmartPeg

**1.990€**

3.255€

**10 SmartPegs Gratis\*\*\***

Ref. OS103000



Miguel Aroca  
Atención al cliente  
16 Años en W&H Ibérica



A su servicio, nuestro experto en Osstell

Sergio López

+34 645 591 726

sergio.lopez@wh.com

W&H pone a su disposición un experto en Osstell al que podrá recurrir, por email, teléfono o WhatsApp para resolver cualquier duda sobre como utilizar Beacon, elegir cuando cargar el implante con seguridad o aplicar el protocolo adecuado en cada caso.

OSSTELL  
UNA COMPAÑIA W&H



Osstell Connect  
Aplicación GRATUITA para Osstell Beacon



Osstell Connect es la plataforma gratuita "online" que ofrece al dentista un nuevo modo de utilizar los datos para mejorar sus tratamientos de implantes. Permiéndole disponer de una información detallada y relevante de:

Tratamientos de implantes: tasa de éxito-fracaso, tiempo de cicatrización, protocolo quirúrgico y de carga, etc...

Pacientes: factores de riesgo, procedimientos quirúrgicos realizados, solución protésica, monitorización y documentación, la evolución de la estabilidad del implante, etc...

Herramienta (consulta): presentación de una manera gráfica y totalmente personalizada del tratamiento, indicando la información más relevante del mismo.

Osstell Connect es el portal online más grande del mundo con más de medio millón de mediciones realizadas.

Osstell le ayuda a controlar la osteointegración evitando rechazos en pacientes de alto riesgo

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

El Coeficiente de Estabilidad del Implante (ISQ) no tiene una correlación lineal con la micromovilidad, que disminuye >50% entre 60 y 70 ISQ. Su escala va de 1-100 ISQ.



\*\*\*Registrando su dispositivo en Osstell Connect.

\*\* Por estudios clínicos o científicos independientes.

\* Consulte condiciones en wh.com



# Plan Renove

Entréguenos su antiguo motor o instrumental de cirugía de cualquier marca y disfrute de un **precio de renovación inigualable**.

## 1 Contacte a su distribuidor W&H

Contacte con su distribuidor habitual para realizar su pedido en condiciones de "PLAN RENOVE".

## 2 Su distribuidor nos solicita el Renove

Su distribuidor habitual nos informará del material solicitado en condiciones de "PLAN RENOVE".

## 3 Envío del material antiguo a W&H

W&H solicitará el envío a sus instalaciones de Valencia del material antiguo. El porte de este envío será pagado por W&H, consulte condiciones contactando al +34 96 353 20 20

## 4 Envío del nuevo material a sus instalaciones

Cuando el material antiguo esté en las instalaciones de Valencia de W&H, se procederá al envío del material nuevo en las condiciones publicadas de "PLAN RENOVE".

DESDE 1890 EN EL MUNDO  
25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL  
W&H



Renovar sus motor o instrumental con W&H le garantiza disponer de productos innovadores al mejor precio

# #Innovación360°

Celebramos el pasado para inspirar el futuro

Desde **2.620€**  
Implantmed Plus  
SIN CONTRA-ÁNGULO



### Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal con o sin cable
- › Micromotor con o sin luz
- › **INCLUYE CONTRA-ÁNGULO**

**3.210€**

~~5.046€~~

Ref. 99600452  
Consulte todas las **Ofertas RENOVE** para Implantmed Plus en la página del producto.

### Implantmed Classic SI-923

- › Implantmed SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor EM-19 sin luz

**2.255€**

~~3.646€~~

Ref. 99600501

Implantmed incluye **Formación por Videoconferencia Personalizada**



### Micromotor Implantmed SI-923/2006-2011

- › Sin Luz
- › Cable de 1,8 metros

**765€**

~~1.270€~~

Ref. 99600504



### WI-75 E/KM

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › No desmontable

**640€**

~~1.193€~~

Ref. 99600460



### WS-75 LG

- › Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

**895€**

~~1.772€~~

Ref. 99600459



### WS-75 L

- › Mini LED+ continua
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

**1.045€**

~~1.569€~~

Ref. 99600603



### S-11 / S-11 LG

- › Sin luz / Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Pieza de mano 1:1
- › Desmontable

**640€**

~~1.136€~~

Ref. 99600502

**975€**

~~1.745€~~

Ref. 99600503



# Motor de laboratorio Perfecta

La familia Perfecta presta especial atención a la facilidad de manejo y al diseño ergonómico e innovador, permitiendo disponer de una amplia zona de trabajo gracias al pequeño mando de control.

Gracias al número de revoluciones optimizado, que se regula fácilmente desde el pedal de control con función ON/OFF, y a la pieza de mano multiplicadora, Perfecta 900 resulta idóneo para el tratamiento de todo tipo de materiales, hasta óxido de circonio y otras cerámicas técnicas perfeccionadas.



## Perfecta 900 Kit Especial 2 en 1

- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Suministro de agua interno o externo
- › **Función de emisión de aire integrada**
- › Programas automáticos

**INCLUYE**  
Pieza de mano de prótesis LA-66  
› 1.000 a 50.000 r.p.m.  
› Torque 7.8 Ncm  
› **Función de soplado**  
› Cable para LA-66

**INCLUYE**  
Pieza de mano multiplicadora (Turbina de laboratorio)  
› 5.000 a 100.000 r.p.m.  
› Torque 0,7 Ncm  
› **Función de spray**

**3.445€**

~~4.385€~~

Varias referencias



## Perfecta 900

- › 5.000 a 100.000 r.p.m.
- › Torque 0,7 Ncm
- › **Pieza de mano multiplicadora (Turbina de laboratorio)**
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos
- › Suministro de agua interno o externo
- › **Función de spray integrada**

**2.420€**

~~2.827€~~

Varias referencias

## Perfecta 600

- › 1.000 a 50.000 r.p.m.
- › Torque 7.8 Ncm
- › Pieza de mano LA-66 con cable
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos
- › **Función de emisión de aire integrada**

**2.045€**

~~2.466€~~

Varias referencias

## Perfecta 300

- › 1.000 a 40.000 r.p.m.
- › Torque 5,5 Ncm
- › Pieza de mano LA-66 con cable
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos

**1.565€**

~~1.888€~~

Varias referencias



### Pieza de mano de prótesis LA-66 CON FUNCIÓN DE SOPLADO (Mod. 600/900)

La pieza de mano de prótesis con micromotor elimina muy fácilmente las virutas y el polvo. Así además se limpia el sistema de sujeción. Rendimiento extremadamente alto, incluso para el trabajo más difícil, siempre teniendo a su disposición suficientes reservas de potencia.



### Pieza de mano multiplicadora MECANIZADO DE PRECISIÓN

El número de revoluciones del motor es fácil de regular y es ideal para el mecanizado de precisión de todos los tipos de cerámica. Puede conectar fácilmente el spray triple. Protege contra microgrietas y garantiza una refrigeración óptima.



David Almagro  
Logística  
6 Años en W&H Ibérica

Perfecta resulta idóneo para trabajar con materiales de todo tipo, incluido el óxido de circonio y las cerámicas técnicas

# #Innovación360°

Celebramos el pasado  
para inspirar el futuro



360°





## ProService

Reparaciones con hasta  
**12 Meses de Garantía**



### Presupuesto y transporte gratuitos

Todos nuestros envíos están asegurados con nuestra agencia de transportes.



### Asesoramiento técnico

Nuestra atención al cliente especializada le asesorará de forma personalizada sobre su reparación y el mantenimiento de sus productos W&H.



### Repuestos originales

Reparación realizada por el propio fabricante al detalle, reemplazando solo lo necesario para un óptimo funcionamiento. Todo según la normativa MDR, para que su producto no pierda la calidad inicial.



### Servicio Express

W&H le garantiza la reparación de su equipo con la mayor rapidez, una vez aceptado el presupuesto.



### Equipos de sustitución

W&H dispone de equipos de cirugía y esterilización de sustitución. Consulte condiciones y disponibilidad.

DESDE 1891 EN EL MUNDO · 25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL



360°

En W&H le garantizamos un servicio técnico post-venta rápido y fiable  
**#Servicio360°**  
Celebramos el pasado  
**para inspirar el futuro**

Lydia Gómez  
Coordinadora Técnica  
20 Años en W&H Ibérica

### 3 Años de garantía

Todos los productos de este catálogo disfrutan de 3 años de garantía al registrarlos en **wh.com** durante el periodo de garantía original, excepto Plan Renove.

### Envío de reparaciones

En este link le explicamos como enviar sus productos a nuestro servicio técnico y así beneficiarse de múltiples ventajas como **portes gratuitos, seguimiento de reparaciones enviadas, historial de sus productos...**

### wh.com 24/7

Videos, tutoriales, FAQ, descargas y solución de problemas **24 horas al día, 7 días a la semana.**



Salzburgo W&H  
Su sala multiusos  
**en Valencia.**



W&H dispone de una **sala multiusos** en Valencia para sus reuniones, formaciones, presentaciones...

Sala audiovisual de 75 m<sup>2</sup>  
Sala domótica climatizada con WiFi  
Proyector Full HD  
Pantalla de proyección eléctrica de 3 metros  
Sistema de audio interior BOSE®  
Microfonía inalámbrica SHURE®/ SENNHEISER®  
Sala adaptada a minusválidos  
Sala de espera  
Sistema de audio exterior BOSE®

**¡Solicite información sin compromiso!**  
t +34 96 353 20 20  
**salapremium@wh.com**



# Red de Asesores Comerciales

Nuestra máxima es ofrecerle el mejor apoyo tanto comercial como formativo de toda la gama de productos y servicios W&H.

Si necesita asesoramiento sobre los productos W&H no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.

+34 96 353 20 20  
+34 609 33 33 78  
oficinas.es@wh.com



Todos los productos de este catálogo disfrutan de **3 años de garantía** al registrarlos en **wh.com** durante el periodo de garantía original, excepto Plan Renove.

\* Consulte condiciones en [wh.com](http://wh.com)

DESDE 1890 EN EL MUNDO  
25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL  
W&H



Jose Martínez  
Director Comercial  
23 Años en W&H Ibérica

Nuestro equipo comercial le ofrece el asesoramiento más completo a la hora de adquirir productos W&H

## #Asesoramiento360°

Celebramos el pasado  
para inspirar el futuro

### Pablo Ramol

ASESOR COMERCIAL  
Madrid, Castilla y León, Castilla la Mancha, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja  
+34 618 622 175  
[pablo.ramol@wh.com](mailto:pablo.ramol@wh.com)

### Sergio López

ASESOR COMERCIAL  
Galicia  
+34 645 591 726  
[sergio.lopez@wh.com](mailto:sergio.lopez@wh.com)

### Rafael Janer

ASESOR COMERCIAL  
Andalucía, Extremadura y Canarias  
+34 663 740 915  
[rafael.janer@wh.com](mailto:rafael.janer@wh.com)

### José Luis Manzanque

ASESOR COMERCIAL  
Cataluña, Aragón y Baleares  
+34 672 496 051  
[joseluis.manzanque@wh.com](mailto:joseluis.manzanque@wh.com)



### Ángela Paredes

DIRECTORA  
W&H Ibérica  
+34 96 353 20 20  
[angela.paredes@wh.com](mailto:angela.paredes@wh.com)

### Jose Martínez

DIRECTOR COMERCIAL / ASESOR COMERCIAL  
Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete  
+34 660 867 290  
[jose.martinez@wh.com](mailto:jose.martinez@wh.com)





**W&H Ibérica**

C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**

+34 96 353 20 20

+34 609 33 33 78

oficinas.es@wh.com

wh.com



**Equipo W&H Ibérica**

25 Años a su servicio

**#Familia360°**

Celebramos el pasado  
**para inspirar el futuro**

Ofertas válidas hasta el **31 de Julio de 2024** salvo error tipográfico. Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS. Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.